

Fertifikat

über die Aufnahme von

G 447 Budenat® LM

in die Liste der von der DGHM für wirksam befundenen Desinfektionsverfahren.
Die Bewertung erfolgte nach den „Richtlinien der DGHM
für die Prüfung und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren“.

Hiermit erhält die Firma:

Buzil-Werk, Wagner GmbH & Co.

Fraunhoferstr. 17

87700 Memmingen

die Bestätigung, daß das
Desinfektionsmittel:

G 447 Budenat® LM

Einsatzgebiet:

Flächendesinfektion

Zusammensetzung wirk-
samer Bestandteile
nach Art und Menge:

100 g enthalten:

3,35 g Didecyldimethylammoniumchlorid

3,325 g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

3,325 g Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid

aufgrund der vorgelegten Gutachten als wirksam erachtet wird.
Für die Anwendung zur Desinfektion in Krankenhaus und Praxis werden
folgende Konzentrationen und Einwirkungszeiten festgelegt:

<u>2,0%</u>	<u>15 min</u>
<u>1,0%</u>	<u>1 h</u>
<u>0,75%</u>	<u>4 h</u>

Das Zertifikat verliert 3 Jahre nach Ausstellung seine Gültigkeit.

Ort/Datum

Bonn, den 23.04.01

(Der Vorsitzende der Desinfektionsmittelkommission)

